



QUEEN LIGHT

LLLT---Terapia światłem niskiego poziomu


Piękno Światła



Terapia światłem (nazywana również LLLT lub LPLT) została zatwierdzona przez FDA w 2003 roku. Może pomóc w rozwiązywaniu złożonych problemów skórnych, takich jak trądzik, blizny potrądzikowe, przebarwienia, ziemista skóra, skóra wrażliwa i inne.

Terapia wykorzystuje wysokiej jakości, silne diody LED SMD o wysokiej jasności, emitujące światło bliskiej podczerwieni o różnych długościach fali w zakresie 423–640 nm.

Emitowane światło ma potwierdzony, korzystny wpływ na aktywność komórkową i regenerację skóry, intensywnie ją rewitalizując bez przestojów i dyskomfortu.



Funkcje

WZNIESIONE NA NOWY POZIOM



7 kolorów LED

Dla różnych funkcji dostosowanych do potrzeb Twojej skóry



100% bez UV

Brak szkodliwych promieni UV i brak okresu rekonwalescencji po zabiegu



Nieinwazyjność

Przełomowe innowacje w kosmetologii bezinwazyjnych zabiegów



250 diod LED

Wysoka intensywność – profesjonalny poziom terapii



Zabieg bez chemii

Można stosować bez użycia kosmetyków pielęgnacyjnych



Regulacja góra–dół

Możliwość dostosowania odpowiedniej wysokości




5 łukowych segmentów składanych

Możliwość złożenia zgodnie z potrzebami obszaru zabiegowego



10-calowy dotykowy ekran kolorowy

Może wyświetlać logo klienta oraz parametry w sposób czytelny i elegancki



100% biomedyczne światło LED

Równomierne rozproszenie światła i stabilna moc energii podczas całego zabiegu



Duży obszar zabiegowy

65 cm × 22 cm – możliwość zabiegu twarzy i ciała

Zalety

5 ZALET

01 Leczy wiele problemów skórnych

Podobnie jak fotosynteza u roślin, terapia LED wykorzystuje energię światła do stymulowania regeneracyjnego metabolizmu organizmu na poziomie komórkowym. Odżywiając komórki i przyspieszając produkcję kolagenu oraz elastyny, leczy szeroki zakres problemów skórnych.

02 Leczy przyczynę, a nie tylko objawy

Terapia LED jest wyjątkowa, ponieważ nie skupia się jedynie na objawach. Faktycznie zmienia strukturę, jakość i wygląd skóry dzięki intensywnej, nieablacyjnej stymulacji wielu linii komórkowych, które wpływają na ogólny stan zdrowia i witalność skóry.

03 Brak skutków ubocznych

- Brak bólu
- Brak skutków ubocznych
- Brak uszkodzeń termicznych
- Brak dyskomfortu
- Brak przebarwień
- Brak przestojów
- Brak operacji
- Brak blizn

04 Przystępna cenowo

Dla optymalnych efektów zazwyczaj zaleca się 2–3 zabiegi tygodniowo przez okres 4–6 tygodni. Następnie, aby utrzymać rezultaty, zaleca się jeden zabieg miesięcznie. Pomimo częstotliwości, koszt pojedynczego zabiegu jest niski.

05 Zabieg jest prosty i łatwy

Proces zabiegowy jest bezwysiłkowy i nie wymaga specjalnej obsługi. Klienci mogą wykonywać zabiegi w przerwie na lunch lub podczas krótkiej wizyty w drodze do lub z pracy.

Zastosowanie



7 różnych KOLORÓW

Czerwone światło 622 nm

Przeciwwstarzeniowe

Czerwone światło może stymulować produkcję kolagenu. Kolagen jest kluczowym białkiem odpowiedzialnym za naprawę uszkodzonych tkanek i zastępowanie starych komórek.

Niebieskie światło 462 nm

Leczenie trądziku

Niebieskie światło jest zwykle stosowane do niszczenia bakterii wywołujących trądzik, zapewniając skuteczne leczenie zaskórników i wyprysków.

Zielone światło 522 nm

Przeciw przebarwieniom

Zielone światło przenika warstwę podstawną skóry, oddziałując na melanocyty w celu ograniczenia produkcji melaniny, która powoduje ciemne plamy na skórze. Przy mniejszej ilości melaniny docierającej do powierzchni skóry, przebarwienia stopniowo zanikają.

Żółte światło 423 nm

Przeciw oparzeniom słonecznym i zaczerwienieniom

Żółte światło ma właściwości zbliżone do czerwonego. Jest skuteczne w leczeniu rumienia i zaczerwienień po ekspozycji na słońce oraz stymuluje krążenie krwi.

Fioletowe światło 400 nm

Eliminacja trądziku i zaczerwienienia

Fioletowe światło łączy działanie światła czerwonego i niebieskiego. Eliminuje bakterie powodujące trądzik, jednocześnie zmniejszając stan zapalny skóry oraz redukując widoczność blizn potrądzikowych. Jest szczególnie polecane osobom z trądzikiem i zaczerwienieniami.

Turkusowe (cyjanowe) światło 490 nm

Podwójne działanie: przeciwtrądzikowe i przeciwprzebarwieniowe

Światło turkusowe jest połączeniem światła niebieskiego i zielonego. Jednocześnie redukuje trądzik oraz plamy pigmentacyjne.

Białe światło 400–700 nm

Przyspieszenie metabolizmu tkanek

Białe światło wnika najgłębiej w skórę, przyspieszając metabolizm skóry i procesy regeneracyjne.



Lauren – po 3 tygodniach

★ Czerwone światło





Zoe – po 2 tygodniach

★ Niebieskie światło



Anne – po 5 tygodniach

★ Zielone światło



Julia – po kilku tygodniach

★ Fioletowe światło

Opinie klientów



Wykonałam około 9 zabiegów na twarz. Efekty są niesamowite. Wyglądam młodziej, a moja skóra promienieje. Drobne linie i zmarszczki uległy spłyceniu, a plamy posłoneczne się rozjaśniły. Gorąco polecam ten zabieg!

**Izabela
Klientka**



Uważam terapię światłem LED za bardzo komfortową i relaksującą. Zauważyłam, że zmarszczki na czole się wygładziły, a opuchlizna pod oczami zmniejszyła. Skóra twarzy ma teraz zdrowszy blask.

**Agnieszka
Klientka**



Zabieg jest szybki – jak krótka drzemka – i świetnie redukuje stres. Już po kilku zabiegach moje blizny potrądzikowe się rozjaśniły, a zmarszczki na czole zmiały. To przyjemny i relaksujący proces, którym dzielę się z moimi klientami.


**Kasia
Klientka**



Wprowadzenie terapii LED do mojego centrum pielęgnacji skóry było świetną decyzją. Wszyscy moi klienci po pierwszym zabiegu wracają na kolejne wizyty. Są zachwyceni efektami. Zwrot z inwestycji w to urządzenie okazał się doskonały.

**Anna
Właścicielka Centrum Kosmetycznego**

Korzyści



Zwrot z inwestycji

Rodzaj zabiegu	Pojedynczy zabieg	5 zabiegów	10 zabiegów
Przeciwwstarzeniowy	90 zł	450 zł	890 zł
Przeciwtrądzikowy	110 zł	540 zł	1080 zł
Piegi, przebarwienia	125 zł	630 zł	1260 zł
Kontrola sebum	70 zł	360 zł	720 zł
Zmniejszanie porów	70 zł	360 zł	720 zł
Odmładzanie skóry	110 zł	540 zł	1080 zł
Ujędrnianie skóry	110 zł	540 zł	1080 zł

Możliwość łączenia z innymi zabiegami, takimi jak: frakcyjny CO₂, pikosekundowy laser, Hydrafacial.

Szczegóły urządzenia



Specyfikacja techniczna


Napięcie	110V / 220V
Ustawienia energii	7 poziomów
Maksymalny czas zabiegu	90 mins
Kolory światła	7 kolorów: czerwony, niebieski, zielony, żółty, biały, fioletowy, turkusowy (cyjan)
Ekran	10-calowy dotykowy ekran kolorowy
Tryb pracy	ciągły, pulsacyjny, automatyczny
Liczba diod LED	250 szt.
Moc pojedynczej diody	1000 mW
System chłodzenia	aktywne chłodzenie powietrzem
Moc wyjściowa (natężenie światła)	światło czerwone: 0–8200 luksów światło niebieskie: 0–28 000 luksów światło zielone: 0–28 500 luksów
Waga urządzenia	55 kg
Wymiary urządzenia	52 × 48 × 126 cm

POZNAJ NASZĄ PEŁNĄ OFERTĘ I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O NASZYCH PRODUKTACH

PRO WELL W PRO WELL ŁĄCZYMY NAUKĘ, TECHNOLOGIE I ESTETYKĘ W TWORZENIU ROZWIĄZAŃ DLA NOWOCZESNEGO WELLNESS

Hydra Facial

Niesamowity u kompleksowy zabieg na twarz



Największy producent od 2005 roku Profesjonalna obsługa OEM/ODM www.pro-well.pl

PRO WELL

ND-YAG LASER

SERIA ZABIEGÓW USUWANIA TATUAŻU



Największy producent od 2005 roku Profesjonalna obsługa OEM/ODM www.pro-well.pl


EM BELLA

Przełomowa terapia na nietrzymanie moczu i poprawę pewności siebie



UltraPulse Fractional CO₂ Laser System

Wielofunkcyjna platforma laserowa CO₂



UltraPulse Fractional CO₂ Laser System – precyzja, wszechstronność i zaawansowana technologia dla widocznych efektów klinicznych.

W PRO WELL ŁĄCZYMY NAUKĘ, TECHNOLOGIE I ESTETYKĘ W TWORZENIU ROZWIĄZAŃ DLA NOWOCZESNEGO WELLNESS

PRO WELL

REGENERA PRO 448KHz

Nowa Definicja Inteligentnej Technologii Estetycznej



REGENERA Pro 448 kHz – inteligentna technologia bioregeneracji, która przywraca ciału równowagę, energię i naturalną zdolność odnowy.

W PRO WELL ŁĄCZYMY NAUKĘ, TECHNOLOGIE I ESTETYKĘ W TWORZENIU ROZWIĄZAŃ DLA NOWOCZESNEGO WELLNESS

PRO WELL

Najnowocześniejsza technologia CO₂

FRACTIONAL Co₂ LASER

↓

INSTRUKCJA OBSŁUGI

➤ Szybka regeneracja, widoczne efekty, sprawdzona skuteczność



W PRO WELL ŁĄCZYMY NAUKĘ, TECHNOLOGIE I ESTETYKĘ W TWORZENIU ROZWIĄZAŃ DLA NOWOCZESNEGO WELLNESS

PRO WELL

NOWY PRODUKT

VIEW SKIN


> Nowa Technologia

01

Z tatuażem uzyskaj wygląd w skórze projektów

VIEW SKIN

VIEW SKIN



NOWY PRODUKT

Microneedling RF





**W PRO WELL łączymy naukę, technologię
i estetykę w tworzeniu rozwiązań dla
nowoczesnego wellness i regeneracji
biologicznej. Naszą misją jest dostarczanie
systemów, które wspierają ciało, skórę i energię
organizmu w sposób naturalny i inteligentny.**

www.pro-well.pl
biuro@pro-well.pl
tel. 609 297 697